

Climbing 膜透過実験装置 PERMCELL

～クライミング社製造の膜透過実験装置PERMCELL（パームセル）は、種々の実験条件で化合物の膜透過性を評価できます～

< 縦型 パームセル > (Franzセル改変タイプ)



- ✓ 縦型 パームセル (8mL) 【型番 TP-8S】
- ✓ 縦型 パームセル TP-8S 用 留め金具 【型番 TP-8C】
- ✓ 縦型 パームセル TP-8S 用 6連式 マグネチック スターラー 【型番 TP-8D】
- ✓ 縦型 パームセル TP-8S 用 攪拌子 【型番 TP-8R】

- 拡散セル内部の溶液は、マグネチックスターラーと攪拌子によって混合可能で、攪拌回転数を任意に設定できます。
- 拡散セル内部の溶液温度は、循環恒温槽（別売品）を使ってジャケットに温水を流すことで管理できます。
- 特注品（褐色セル、水平型 パームセル（大型：55mL）、その他規格品以外）の作製につきましても承ります。

< 水平型 (side-by-side型) パームセル >



- ✓ 平板膜用 水平型 パームセル (5mL) 【型番 KH-5P】
- ✓ 水平型 パームセル KH-5P 用 留め金具 【型番 KH-5C】
- ✓ 水平型 パームセル KH-5P 用 セルホルダー 【型番 KH-5H】
- ✓ 水平型 パームセル KH-5P 用 2連式 マグネチック スターラー 【型番 KH-5D】
- ✓ 水平型 パームセル KH-5P 用 攪拌子 【型番 KH-5R】

【販売代理店】株式会社バイオコム・システムズ

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1-1

Tel: 0942-27-6581, Fax: 0942-27-6582 / E-mail: info@biocom.co.jp

【製造・販売】株式会社クライミング

仕様詳細や価格につきましてはお問い合わせください。

2024 Biocom Systems, Inc.