

JQA
JIS

登録番号 : JQ0807018
登録取得者 : 株式会社 クライミング
福岡県みやま市藤岡町松田630-1

当機構は、貴社が申し込みの以下の証工製品が日本工業規格及び主務官庁で定める基準に適合したことを確認いたします。

日本工業規格の番号 : JIS R 3505
証工製品の名称/部品の区分 : ガラス製液体計
規格の種類又は等級 (証印の範囲) : 本証印の範囲による
製造工場の名称及び所在地 : 株式会社 クライミング 藤岡工場
福岡県みやま市藤岡町松田630-1
証印に係る法の取扱い : 工業標準化法 第19条第1項
証印発給の日 : 2008年4月7日
有効期限 : 2014年4月6日

東京都千代田区丸の内5-2
一般財団法人 日本品質保証機構
理事長 森本 修




安心の



JIS マーク付

トレサビリティ・社内検査成績書は

有償にて発行致します。



2030 メスフラスコ (白)

A (※F、※※F)

JIS R 3505 クラスA規格品

製品コード	容量 (ml)	許容誤差 (ml)	栓サイズ	球径 D (mm)	高さ L (mm)	入数	0000-00-10	0000-00-11
							普通適合 標準単価 (円)	透明適合 標準単価 (円)
2030-01	5	± 0.025	9	23	70	1	1,900	2,850
2030-02	10	± 0.025	9	29	90	1	1,900	2,850
2030-03	20	± 0.04	9	35	110	1	1,900	2,850
2030-04	25	± 0.04	9	37	120	1	1,900	2,850
2030-05 ※	30	± 0.04	9	40	125	1	2,500	3,400
2030-06	50	± 0.06	13	50.5	150	1	1,950	2,900
2030-07	100	± 0.1	13	60	180	1	2,000	2,950
2030-08 ※	150	± 0.12	13	67	190	1	4,000	4,700
2030-09	200	± 0.15	16	75.5	220	1	2,700	3,750
2030-10	250	± 0.15	16	81	231	1	3,200	4,280
2030-11 ※※	300	± 0.15	16	87	235	1	5,200	6,000
2030-12	500	± 0.25	19	102	280	1	3,600	4,600
2030-13	1000	± 0.4	22	128	325	1	4,450	5,900
2030-14	2000	± 0.6	27	159	400	1	8,500	11,200
2030-15 ※※	3000	± 2.0	29	180	450	1	19,000	22,000
2030-16 ※※	5000	± 2.0	38	212	550	1	32,000	34,000

※はJIS準拠品(マーク無)となります。※※印の製品は準規格品となります。


2031 メスフラスコ (茶)

A

JIS R 3505 クラスA・ISOクラスA準拠

製品コード	容量 (ml)	許容誤差 (ml)	栓サイズ	球径 D (mm)	高さ L (mm)	入数	0000-00-10	0000-00-11
							普通適合 標準単価 (円)	透明適合 標準単価 (円)
2031-01	5	± 0.025	9	23	70	1	2,950	3,300
2031-02	10	± 0.025	9	29	90	1	2,950	3,300
2031-03	20	± 0.04	9	35	110	1	3,050	3,500
2031-04	25	± 0.04	9	37	120	1	3,050	3,500
2031-05	50	± 0.06	13	50.5	150	1	3,200	3,600
2031-06	100	± 0.1	13	60	180	1	3,500	4,000
2031-07	200	± 0.15	16	75.5	220	1	4,900	5,400
2031-08	250	± 0.15	16	81	231	1	5,100	5,600
2031-09	500	± 0.25	19	102	280	1	6,400	7,300
2031-10	1000	± 0.4	22	128	325	1	7,200	7,800
2031-11	2000	± 0.6	27	159	400	1	12,200	13,000

着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のフラスコに比べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、フラスコ(白)の溶液に融れない表面のみを特殊インクにてコートしたものとっています。体積計用平栓(2046)は、P041に掲載しています。



一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配を付けた形状になっています。

JIS規格品


A (※※E)

2070 ホールピペット

●JIS R 3505 クラスA 規格品 ●USP規格準拠品です。

製品コード	容量 (ml)	許容誤差 (ml)	全長 L (mm)	吸引管径	玉管部外径 D (mm)	カラーコード	入数	標準単価 (円)
2070-01-10	0.1	±0.005	300	5	—	青	10	1,100
2070-02-10	0.2	±0.005	300	5	—	赤	10	1,100
2070-03-10	0.3	±0.005	300	5	—	黄	10	1,100
2070-04-10	0.4	±0.005	300	5	—	赤2本	10	1,100
2070-05-10	0.5	±0.005	300	4	6.3	黒2本	10	720
2070-06-10	1.0	±0.006	350	4.6	6	青	10	460
2070-07-10	1.5	±0.01	350	5.2	6.8	黄2本	10	730
2070-08-10	2.0	±0.006	350	5.2	8.3	橙	10	460
2070-09-10	2.5	±0.01	350	5.2	8.8	青2本	10	510
2070-10-10	3.0	±0.01	350	5.2	9.7	黒	10	510
2070-11-10	4.0	±0.01	380	6.6	10.2	赤2本	10	510
2070-12-10	5.0	±0.01	380	6.6	11.2	白	10	510
2070-13-10	6.0	±0.02	395	7	12.2	橙2本	10	730
2070-14-10	7.0	±0.02	405	7	13	緑2本	10	730
2070-15-10	8.0	±0.02	410	7	13.8	青	10	730
2070-16-10	9.0	±0.02	410	7	14.3	黒	10	730
2070-17-10	10.0	±0.02	440	7	14.9	赤	10	680
2070-18-10※※	11.0	±0.03	440	7	16	なし	1	3,200
2070-19-10※※	12.0	±0.03	440	7	18	なし	1	3,200
2070-20-10※※	13.0	±0.03	440	7	18	なし	1	3,200
2070-21-10※※	14.0	±0.03	440	7	18	なし	1	3,200
2070-22-10	15.0	±0.03	440	7	18	緑	1	840
2070-23-10	20.0	±0.03	470	8	22	黄	1	860
2070-24-10	25.0	±0.03	480	8	25	青	1	980
2070-25-10	30.0	±0.05	480	8	25	黒	1	1,250
2070-26-10	40.0	±0.05	510	8	30	白	1	1,350
2070-27-10	50.0	±0.05	540	8	30	赤	1	1,600
2070-28-10	100.0	±0.08	600	9	40	黄	1	2,600
2070-29-10	200.0	±0.1	700	10	48	青	1	4,800

※※は規格外品 (JISマーク無) となります。



※体積計特殊容量の特注にも対応しています。

※その他 メスシリンダー、メスピペット等のガラス製品を製作しております。

下記ホームページにてカタログをご覧ください。

<http://www.climbing-web.com>



株式会社クライミング

福岡県糟屋郡新宮町上府北3-8-17

TEL: 092-962-1011 FAX: 092-962-1031

Email: info@climbing-web.com

ホームページ <http://www.climbing-web.com>

製造元

販売店

株式会社バイオコム・システムズ
〒839-0864

福岡県久留米市百年公園1番1号

福岡バイオインキュベーションセンター201号

Tel: 0942-27-6581 Fax: 0942-27-6582

E-mail: info@biocom.co.jp

Web: <http://www.biocom.co.jp/>